

AGITADOR A PRUEBA DE JARRAS MODELO H10120-6 MARCA HEEDDING

Agitador para prueba de jarras con 6 unidades.

Tiene 6 varillas con propelas planas de acero inoxidable desmontables. Un sistema de engranes asegura pruebas repetitivas bajo cualquier condición climática, en este equipo se simulan los tipos de mezclado y las condiciones de asentamiento en una planta de clarificación, en esta unidad de laboratorio se pueden correr 6 pruebas simultáneamente. El motor es de 1/30 HP y tiene control de velocidad desde 50 hasta 300 r. p. m., el tacómetro es digital. Opera con 120 volts,

INCLUYE:

- Base con lámpara fluorescente para observar mejor el proceso
- Cristalería 6 vasos precipitado de 1 litro.
- Instructivo de operación



Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001

www.heedding.com