

AGITADOR DE PLAQUETAS MODELO AGLP

Este agitador es fabricado con un rack de acero inoxidable con perforaciones en las charolas para mantener la uniformidad en la temperatura, trabaja a una velocidad de 70 oscilaciones por minuto, que se logra con un reductor de velocidad de uso rudo para mantener el equipo en operación por tiempos prolongados.

Cuenta con charolas deslizables, que permiten manejar las bolsas de plaquetas con mayor comodidad.

El gabinete inferior es de acero con recubrimiento epoxipoliéster. Para complementar este equipo y controlar temperaturas se puede suministrar con cámara ambiental que se muestra en la siguiente página

BAJO NIVEL DE RUIDO



Datos técnicos		
Modelo	AGPL 48	AGPL 24
Charola	39x36 cm	39x36 cm
Voltaje	120 VCA	120 VCA
Potencia	240W	240W
Carrera	Lineal	Lineal
Charola	8	4
Bolsas de sangre	48	24
Longitud de la carrera	25.4 mm	25.4 mm
Dimensiones	45x37x45 cm	45x37x35 cm

Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001

www.heedding.com



