



## AGITADOR MAGNETICO MULTIPLE CON AGITACIÓN INDEPENDIENTE MODELO AMM-9 / 6 MARCA PRENDO



Este equipo está diseñado para agitar vasos de precipitado de hasta 400 ml max. con un diámetro de 80mm y matraces Erlenmeyer de hasta 250ml.

Su agitación independiente permite hacer muestras a diferente velocidad.

El equipo se fabrica en 6 y 9 posiciones, con plataforma de acero inoxidable y gabinete con recubrimiento epóxico.

Datos técnicos		
Modelo	AMM-9	AMM-6
Potencia a Tensión Nominal	127VCA / 60Hz	110VCA / 60 Hz
Velocidad de Agitación	100 a 1500 R.P.M.	100 a 1500 R.P.M.
Dimensiones	32x13x46 cm	32x13x36 cm
Watts	80w	80w