

AGITADOR VORTEX CON VELOCIDAD FIJA. MODELO MX-E



Agitador tipo vórtex con velocidad fija para agilizar los procedimientos en los que se necesite mezclar pequeñas cantidades de muestra. Tiene un diseño práctico por su tamaño pequeño. Ampliamente utilizado para varias aplicaciones de agitación o mezclado en las áreas de biotecnología, ingeniería genética y biología molecular.

CARACTERÍSTICAS

Velocidad: 3000 rpm

Movimiento de agitación: Orbital

Diámetro de rotación: 4.8 mm

Potencia del motor: 10 W

Clase de protección: IP21

Dimensiones: 133 x 133 x 80 mm

Condiciones de operación:

Temperatura: 5 - 40°C

Humedad: ≤ 80% HR

Peso: 0.6 kg

Potencia: 12W

Alimentación: CA 110/240V, 50/60 Hz