

APARATO DESTILADOR MICROKJELDAHL H50304

Aparato Destilador Micro-Kjeldahl para determinación de Nitrógeno por arrastre de vapor, para muestras hasta de 50 ml. Consiste básicamente de un reactor, embudo, trampa y condensador, todos de vidrio formando una sola pieza, con llaves de teflón, montados en un gabinete de acero inoxidable, el medio de calentamiento es una mantilla con control de temperatura. Se incluye instructivo Opera con 120 volts.



Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001