

HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

APARATO DIGESTOR MICROKJELDAHL MODELO A50305 MARCA HEEDDING

De 6 lugares, para matraces de 30 o 100 ml; gabinete de acero inoxidable, con 6 mantillas de 200 watts de fibra de vidrio con controles independientes tipo infinito y focos piloto; tubo colector de humos con 2 pinzas para soportarlo, con espiga para conectar una trompa de vacío de plástico incluido. No incluye matraces. Se incluye instructivo. Opera con 120 volts. Fab. Nac. Nota Importante: No incluye los matraces Kjeldahl



Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001

ventas@heedding.com

www.heedding.com