

APARATO EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES POR EL MÉTODO GOLDFISH MODELO H50280



Aparato para extracción de grasas y aceites por medio de solventes según el método Goldfish, de 6 unidades, Estructura de acero,

Incluye unidad de enfriamiento por medio de agua fría que circula constantemente sin enviarla al drenaje,

- Con 6 parrillas con controles de temperatura y focos piloto independientes,
- Con válvula de alivio en cada unidad, rango de temperatura hasta 100° C,
- Con interruptor general;
- Se incluyen juego de cristalería que consiste en lo siguiente:
 - 6 vasos de 100 ml.,
 - 6 tubos porta-muestras
 - 6 tubos recuperadores de solventes, mide 90 x 80 x 30 cm.
- Opera con 120 volts.

www.heedding.com