

HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

APARATO KJELDAHL COMBINADO ECOLÓGICO MODELO H50300 MARCA HEEDDING

Equipo para determinación de proteínas Aparato Kjeldahl combinado ecológico, con 6 unidades para digestión y 6 unidades para destilación, sistema cerrado de circulación de agua que se enfría durante el proceso para condensar los vapores de la destilación, esto significa que no se envía el agua de enfriamiento al drenaje ahorrando hasta 5000 litros de agua por día. Tiene 12 parrillas de 550 watts. con soportes de acero inoxidable y controles de temperatura independientes tipo infinito. La estructura es de tubular de acero de 1 1/2" recubierta de pintura epoxica, la unidad de destilación es de tubular cuadrado de 1 1/2" y los tubos interiores son de acero inoxidable de 1/2" de diámetro. El sistema de extracción consiste de un tubo de PVC industrial de 4", un motor de 1/2 HP y una turbina de PVC que envía los humos a la atmósfera. Opera con 220 volts.



Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001

www.heeding.com