

HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio



H50302 Aparato Kjeldahl combinado, con 2 unidades para digestión y 2 unidades para destilación, con 4 parrillas de 600 watts, cada una con control independiente, sistema de destilación de acero inoxidable, estructura de tubular de acero de 1½" recubierto de pintura epóxica, tiene un tubo de PVC de 2½" que colecta los humos de la digestión y los envía al drenaje a través de una trompa de vacío, se incluye instructivo. Opera con 120 volts. Dimensiones Exteriores: 60 x 50 x 95 cms. (Frente x Fondo x Altura)

Fabricación Nacional, Marca Heedding

COTIZACION CON VIDRIERIA:

- 2 TRAMPAS TIPO IOWA
- 4 MATRAZ KJENDAHL DE 800
- 2 TAPONES DELATEC CON BARRENO
- 1 TRAMPA DE VACIO
- 2 VASOS DE 250 ml

1 BAÑO RECIRCULADOR DE AGUA FRIA

www.heedding.com