


HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

APARATO PARA DETERMINAR FIBRA CRUDA MODELO H50290



En alimentos y productos agrícolas, de 6 lugares, con 6 parrillas de 300 watts, con controles infinitos de temperatura independientes, equipado con sistema ecológico de circulación y enfriamiento, marco construido en acero pintado con pintura epoxica el cual sostiene al colector múltiple. Dimensiones de 90.6 cm de ancho x 22.86 cm de fondo x 69 cm de altura. Para 6 vasos de 600 ml (NO SE INCLUYEN) y un instructivo. Opera con 120 volts.