

## APARATO PARA PRUEBA DE JARRAS Modelo H10120-4 – H10120-4P MARCA HEEDDING

### Características.

Tiene 4 varillas con propelas planas de acero inoxidable desmontables. Un sistema que asegura pruebas repetitivas bajo cualquier condición climática. En este equipo se simulan los tipos de mezclado y las condiciones de asentamiento en una planta de clarificación, en esta unidad de laboratorio se pueden correr 4 pruebas simultáneamente.

- Con control de velocidad variable desde 20 hasta 300 rpm, tacómetro digital. Se incluye base con lámpara fluorescente para observar mejor el proceso y 4 vasos de precipitado de 1 litro.
- Opera con 120 volts.

### INCLUYE:

- Base con lámpara fluorescente para observar mejor el proceso
- Cristalería 4 vasos precipitado de 1 litro.
- Instructivo de operación



[www.heedding.com](http://www.heedding.com)