

## AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA MARCA PRENDO MODELOS ACH-22, 24, 50 LT

### Autoclave horizontal de mesa

Este equipo de laboratorio es fabricado en acero con recubrimiento epoxi poliéster en el exterior, el interior de la cámara es de acero inoxidable 304, su forma es cilíndrica permitiendo una mejor limpieza.

Se suministra con rack, tres charolas, pinzas para sujetar charolas, vaso para llenado de agua destilada. El cerrado es de forma cómoda sin utilizar gran fuerza, se logra obtener un buen sello.

El equipo es versátil, gracias a su microprocesador digital donde puede programar temperatura, el tiempo de esterilización y tiempo de desenfoque, así como también cuenta con cinco programas preestablecidos para su fácil ejecución.

El equipo cuenta para su seguridad con un sensor de nivel automático, válvula de seguridad presión de 2kg.

El proceso de esterilización es automático, la carga de agua y la apertura de puerta para secado es manual.

Datos técnicos			
Modelo	ACH-22	ACH-24	ACH-50
Voltaje	120 VCA	120 VCA	120 VCA
Watt	600 w	800 w	2500 w
Dimensiones Int. (Diámetro x Fondo)	25 x 45 cm	25 x 55 cm	35 x 55 cm
Dimensiones Ext. (Ancho x Alto x Fondo)	41x45x60 cm	47x50x75 cm	51x57x86 cm
Capacidad	22 litros	24 litros	50 Litros



Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,  
WhatsApp: 5510713001

[www.heeding.com](http://www.heeding.com)