

AUTOCLAVE MANUAL DE 24 LITROS MARCA ECOSHEL MODELOS CVQ-280D

La autoclave vertical utiliza saturación de vapor para esterilizar artículos de manera rápida y eficiente. Puede usarse en hospitales, centros de salud pública, estaciones sanitarias, clínicas, fábricas, minas, institutos de investigación científica o instituciones que requieran el uso de materiales o soluciones estériles. Se puede esterilizar instrumental médico/quirúrgico, ropa quirúrgica, artículos de vidrio, gasas, vendas y soluciones. También puede emplearse para obtener agua potable de alta calidad en industrias y empresas mineras.

CARACTERÍSTICAS:

- Volumen: 24 litros
- Presión máxima: 0.165 MPa
- Intervalo de presión: 0.14 - 0.16 MPa
- Intervalo de tiempo: 0 - 60 minutos
- Dimensiones del contenedor: Diámetro 280 x 260 mm
- Dimensiones del equipo: 410 x 410 x 630 mm
- Peso neto: 18 kg
- Peso bruto: 20 kg
- Potencia 2 kW
- Alimentación: CA 110V, 60Hz
- Características adicionales:
 - Control automático de presión y temperatura.
 - El contenedor y tambor están hechos de acero inoxidable resistente a ácidos, álcalis y corrosión.
 - Cuenta con 2 válvulas: válvula de seguridad y válvula de escape de aire.

ACCESORIOS:

- Tambor
- Llave para mariposa
- Placa con orificios
- Llave de descarga de agua
- Cable de alimentación



Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001

www.heedding.com