

BALANZA ANALÍTICA VE-204B



DESCRIPCIÓN

Balanza de alta calidad, con tecnología avanzada que brinda una gran estabilidad durante el pesado. Se calibra externamente. Indispensable en laboratorios de análisis gravimétricos y de control de calidad por su gran precisión, fácil y rápida operación.

- Capacidad: 220 g
- Sensibilidad: 0.0001g (0.1 mg)
- Linealidad: $<\pm 0.005$ g
- Repetibilidad $\leq \pm 0.002$ g
- Tiempo de estabilización: < 8 segundos
- Unidades de pesaje: g, ct, oz, ozt.
- Calibración: Externa
- Tamaño del plataforma: 90 mm
- Pantalla: LCD
- Peso: 6.8 kg
- Dimensiones: 360 x 217 x 345 mm
- Alimentación: 9.0V12.0A---1000mA
- Interfaz: RS232 para conexión a impresora (No incluye cable)
- Ambiente de operación:
- Temperatura 15°C a 25 °C
- Humedad: 50 a 80 %
- Funciones adicionales: conteo de piezas.
- Accesorios: Adaptador de corriente e Instructivo de Operación.