

Analizador de humedad Fuzhou FZMA120C



El medidor de humedad de la serie MA es fácil de usar, con excelente rendimiento, ampliamente utilizado para probar la tasa de contenido de agua del material en industrias como alimentos, tabaco, farmacia, petroquímica, material de recubrimiento, minerales, protección del medio ambiente, etc.

Medidor de humedad de la serie MA con pantalla LCD de luz brillante, clara y fácil de leer; Paneles con botón, fáciles de operar; Con 10 modos de prueba disponibles, puede configurarlo de acuerdo con el material de la muestra.

MODELO	RANGO PESO	LEGIBILIDAD	TEMPERATURA	TEMPERATURA DE OPERACIÓN
MA100C	0-120	0.001g/0.01%	45 a 160°C	15 a 35°C

Tamaño de la charola	Tamaño	Modo calefacción
110mm	D*W*H 325*205*165mm	Halogen Lamp

www.heedding.com