

BALANZA DIGITAL 4KG/0.01G HUAZHI MODELO PTQA4. HUAZHI.



Serie avanzada PTQ, básculas de pesaje avanzadas de alta capacidad, de doble alcance, automáticas

La serie PTQ de básculas es un tipo de prospectiva y técnica innovadora en pesaje industrial.

PTQ tiene estructura y carcasa para cerciorarse de que se pueda utilizar en malos ambientes.

La serie PTQ está diseñada para el cliente que necesita una báscula de gran capacidad.

Características:

- -Gama de pesaje dual Automático / dos pesos de precisión
- -Función CAL externa
- -Función ajustable de seis niveles
- -Tiempo de estabilidad de pesaje ajustable
- Unidades: g, ct, lb, onza, ozt, GN, dwt, N, t, T / AR
- -Modo de pesaje predeterminado automáticamente
- -Ajuste de hora y fecha
- -Con indicador de temperatura
- -Batería de reserva

Número de artículo	Rango de pesaje (kg)	Legibilidad (g)	Repetibilidad (g)	Linealidad (g)	Ambiente (°C)	Tamaño de la bandeja (mm)	Tamaño de la cubierta	Tiempo de calentamiento
HZ-PTQA4	4	0.01	± 0.02	± 0.02	10 - 35	180 x 255	320x310x120	10-20