



BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE

MODELO RS TOUCH / LCD MARCA PRENDO

Balanza mezcladora de sangre

Este modelo es la nueva generación de colectores (balanza/ mezclador) diseñado para la colección de sangre, altamente productivo para lograr la demanda de los actuales bancos de sangre.

RS-2030 es fácilmente programable y cuenta con monitoreo de la colección de sangre paso a paso, tiene una pantalla (LCD o Touch) lo cual permite que una sola persona pueda operar varias unidades de colección simultáneamente. RS-2030 monitorea con un micro controlador cada paso de la colección constante, tiempo flujo, volumen.

RS-2030 monitorea con un micro controlador cada paso de la colección para lo cual se activa una pinza que cierra el tubo de drenado e indicando este evento con una alarma visible y audible. RS-2030 es alimentado con 127 V.

- Software calibrable
- Función de pausa para detener la colección temporalmente
- Charola removible para su fácil limpieza
- Programación de límites mínimos y máximos: límite programable con rango mínimo de 80ml y máximo de 800ml.
- Alarma que indica fuera de límites bajos o altos de flujo de sangre
- Unidad de medida programable: gr o ml
- Volumen programable antes de la recolección
- Muestra constante de información con todos --los datos de la recolección durante el proceso, --visualización de tiempo de colección
- Volumen recolectado de sangre y flujo de colección

Datos técnicos		
Modelo	RS-2030 LCD	RS-2030 TOUCH
Dimensiones cm	25 X 34.5 X 18	25 X 34.5 X 18
Fuente de consumo	120V / 1A	120V / 1A
Vol. maximo de sangre colectada	800 ML	800 ML
Presion	± 0.5% del peso máx.	± 0.5% del peso máx.
Rango	0-800 ML	0-800 ML
Ciclo mezclado	12 RPM	12 RPM
Peso	6.540 KG	6.540 KG

www.heedding.com

