

BAÑO MARÍA. MODELO HH-2 MARCA CIVEQ



Equipo utilizado para evaporar, concentrar y calentar a temperatura constante, control de temperatura análogo y pantalla digital para mantener constante la medición de la temperatura.

Ideal para laboratorios clínicos, químicos y escolares.

Capacidad: Aprox. 6 L

Intervalo de temperatura: T. A. ~ P. Ebullición (H₂O)

Error: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Dimensiones externas: 450 x 220 x 160 mm

Dimensiones internas: 300 x 160 x 130 mm

Potencia: 0.6 kW

Alimentación: CA 110-120V, 60 Hz

Accesorios incluidos:

- Cubierta desmontable.
- Anillos reductores/concéntricos y tapas (desmontables) de plástico.
- Cable de alimentación.

www.heedding.com