



## BAÑO MARÍA ANALOGO MODELO BM MARCA PRENDO

Por su tina de acero inoxidable de amplio acceso, facilita la maniobrabilidad para introducir gradillas, matraces, vasos u otros recipientes que desee.

Se logra mantener una temperatura uniforme y precisa para usos múltiples como son: cultivos bacteriológicos, medición de viscosidad, controlar reacciones químicas, etc.

Estos equipos se fabrican en diferentes dimensiones con control analógico y digital, la distribución del calentamiento es por convección natural.

Si requiere tapa solicítela, no está incluida en el equipo:

- Tapa de plexiglas en forma alta
- Tapa de acero inoxidable en forma alta
- Tapa de acero plana
- Tapa de policarbonato plana

Las gradillas se piden por separado, según el diámetro del tubo.

### Datos técnicos

Modelo	BM-2	BM-10	BM-20
Voltaje	127 VCD	127 VCD	127 VCD
Watts	600w	1200w	2400w
Voumen en litros	2 lts.	10 lts.	20 lts.
Sensibilidad	±0.5°	±0.5°	±0.5°
Dimensión de tina	30x10x6.5 cm	30x22x15 cm	30x49x15 cm
Dimensiones exteriores	36x20x12 cm	36x32x20 cm	36x58x20 cm
Rango de Temperatura	+5 amb a 100°	+5 amb a 100°	+5 amb a 100°

