



BAÑO MARÍA CON AGITACIÓN RECÍPROCA MODELO H50651, MARCA FAB. NAC.,

Con control electrónico digital programable desde ambiente hasta 99.9°C exactitud de 0.1°C, interior y exterior de acero inoxidable de 50x30x15cm de fondo, con capacidad de 22 litros, con control de velocidad hasta 280 rpm y reloj de control, con tapa de acrílico, se incluye una plataforma universal con pinzas para matraces de 250 ml. Opera con 120 volts. Fab. Nac