

HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

BAÑO RECIRCULADOR CON REFRIGERACIÓN. MODELO H20300



Baño recirculador de baja temperatura, con control digital. Con control electrónico digital programable desde -30 hasta 150°C. Resolución de 0.1°C, exactitud de 0.05°C. Mueble exterior y tina de acero inoxidable, abertura con tapa de acrílico para introducir recipientes. Medidas interiores (tina) de 30 cm de largo x 25 cm de ancho x 15 cm de fondo. Capacidad 11 Litros. Medidas exteriores de 45 de largo x 37 de ancho x 52 de alto cm. Velocidad de bombeo de 10 litros/minuto, con conectores para entrada y salida de agua, con llave para drenaje. Consume 800 watts a 120 volts.

www.heedding.com