

HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

BAÑO RECIRCULADOR MODELO H20225



CON REFRIGERACIÓN. CAPACIDAD DE 22.5L. Baño recirculador de baja temperatura, con control digital. Con control electrónico digital programable de temperatura desde -25 hasta 200°C. Resolución de 0.1°C, exactitud de 0.05°C. Mueble exterior y tina de acero inoxidable, abertura con tapa de acrílico para introducir recipientes. Medidas interiores (tina) de 50 cm de largo x 30 cm de ancho x 15 cm de profundidad (capacidad de 22.5 litros). Velocidad de bombeo de 10 litros/minuto, con conectores para entrada y salida de agua, con llave para drenaje. Consume 1200 watts a 120 volts. Fab. Nac.

www.heedding.com