

Baño Ultrasonico. Modelo CS-UB32

Marca CScientific



DESCRIPCIÓN

Equipo versátil que ofrece una limpieza altamente efectiva y eficiente para cristalería, joyería, instrumentos quirúrgicos o dentales, partes o componentes electrónicos, cristales y material de laboratorio. Cuenta con función de barrido para una mejor uniformidad de las ondas ultrasónicas en el tanque; función de calentamiento y pantalla LCD, en la cual se puede observar la temperatura real y configurada. Ideal para laboratorios de empresas farmacéuticas, hospitales, universidades y colegios, así como unidades de investigación científica.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 3.2 L (Máx.)
- Intervalo de temperatura: Temperatura ambiente a 60°C
- Frecuencia: 40 KHz
- Poder Ultrasonico: 120 W (Máx.), ajustable
- Temporizador: 1 - 99 minutos.
- Dimensiones del equipo: 265 x 165 x 235 mm
- Dimensiones del tanque: 240 x 135 x 100 mm
- Peso neto: 3.7 kg Aproximado
- Potencia: 100 W
- Alimentación: CA 100 - 120 V, 50/60 Hz
- Características adicionales:
- Tiene asas de transporte con forma ergonómica y diseño compacto para fácil movilidad.
- Fácil drenado del líquido mediante una llave de drenado al costado derecho del equipo.
- Cuenta con función para ahorrar energía, la unidad pasa al modo de reposo si no se utiliza durante 5 minutos.
- Permite al usuario controlar el aumento o disminución del poder ultrasónico para aplicaciones normales o delicadas.
- Accesorios:
- Tapa
- Canastilla
- Cable de alimentación
- Manual de operación

