

Base de prueba para uso en Durometros de Lapiz Tipo C, D, DO. MODELO PC-477 MARCA PTC



Este soporte es para usar con la línea de durómetros de estilo de lápiz de PTC® y también es totalmente compatible con durómetros de otra fabricación. El modelo 477 tiene un peso de 5 kilogramos y es para el uso con durómetros del tipo C, D y de la aguja de goteo de ASTM.

ASTM D2240 Tipo 1 Especimen a Indentor

- Los soportes de prueba proporcionan carga correcta para los tipos ASTM C, D y DO
- Aumenta la repetibilidad y reduce el error del usuario Simplifica las Pruebas de Dureza
- Altura máxima para la muestra 5 pulgadas (12.7 cm)
- Posee estilos de lápiz PTC y otros estilos comunes de lápiz

Dimensiones:

- Altura 17 pulg. (43.2 cm)
- Ancho 6 in. (15.2 cm)
- Profundidad 6 1/2 in. (16.5 cm)

Las bases de prueba para durómetros de ingeniería de precisión son capaces de aplicar el espécimen al indentor de manera que minimiza el choque. Cuando se usa correctamente, su durómetro aumentará la dureza y repetibilidad en las mediciones. La tabla se autoalinea para permitir la prueba de nonparelle Material para mayor repetibilidad

www.heedding.com