

BOMBA DE VACÍO MODELO ROCKER 800



La bomba Rocker es un equipo libre de mantenimiento no requiere lubricantes, cuenta con un dispositivo de protección que apaga el equipo cuando se sobre calienta y se reinicio cuando baja la temperatura.

Ideal para aplicaciones como: Secado al vacío, horno de secado, des-gasificación de alto volumen, filtración al vacío de alto volumen, filtración para prueba de micro-biología, muestreo de aire, prueba sólida suspendida.

CARACTERISTICAS:

- Máximo vacío: 670 mmHg
- Máxima tasa de flujo: 100 L / min
- Rotor del motor: 1700 RPM
- Potencia: 1/3 HP
- Puerta de rosca: 3/8 (8mm)
- Nivel de ruido: 68 dB
- Corriente máxima: 2.0 A
- Potencia máxima: 220 W
- Voltaje: 110V/60 Hz
- Peso neto: 7.6 kg
-

Características adicionales:

- No contamina el aire.
- Dispositivo de protección térmica.

www.heeding.com