

## CAMARA DE MICROSCOPIO PC 2 MP Y WIFI MODELO VE-WUCAM0720PA



Este modelo de cámara cuenta con modalidad WIFI, puede ser utilizada en la educación moderna, la investigación y la industria. Es muy eficaz durante la impartición de clases, ya que cuenta con la capacidad para conectarse a dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras. Funciona con la aplicación ToupView en iOS, Android y Windows. Más de 6 usuarios pueden conectar la cámara simultáneamente por conexión WIFI, lo que permite al alumno observar en tiempo real las capturas del microscopio, sin necesidad de estar directamente frente a los oculares.

### CARACTERÍSTICAS

Píxeles totales: 2.0 MP

Sensor de imagen: 1/2.3" CMOS

Resolución: 1280 X 720p

Balance de blancos: Balance de blancos ROI/ Ajuste manual del tinte de la temperatura / NA para el sensor monocromático.

Interface: USB 2.0

Sistema operativo: Microsoft Windows XP / vista / 7 /8 /10 (32 & 64 bits), OS X (Mac Os X) y Linux.

Sistema de grabación: Imagen y video

Alimentación: CD 5V vía cable USB

Accesorios:

- Software
- Cable USB
- Anillos adaptadores para ocular de 30 y 30.5 mm

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)