

## CAMARAS PARA MICROSCOPIO MODELOS VE-MC2 VE-MC3 Y VE-MC5



Las vídeo cámaras para microscopio te permiten observar las imágenes de tu microscopio en tiempo real en tu computadora, además de permitir la captura de las mismas para poder almacenarlas.

### CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES	VE-MC2	VE-MC3	VE-MC5
Uso	Vídeo cámara para PC	Vídeo cámara para PC	Vídeo cámara para PC
Píxeles totales	0.3 MP	3.0 MP	5.0 MP
Sensor de imagen	1/3 CMOS	1/2 CMOS	1/2 CMOS
Resolución	640 x 480	640 x 480, 1024 x 768, 2048 x 1536	640 x 480, 1024 x 768, 2048 x 1536, 2530 x 1978
Balances de blancos	Automático	Automático y manual	Automático
Sistema operativo	Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 (32 & 64 bits) OS X (Mac OS X)	Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 (32 & 64 bits) OS X (Mac OS X)	Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 (32 & 64 bits) OS X (Mac OS X)
Sistema de grabación	Imagen y vídeo	Imagen y vídeo	Imagen y vídeo
Alimentación	CD 5V vía cable USB	CD 5V vía cable USB	CD 5V vía cable USB
Accesorios	Cable USB Disco de instalación Anillo adaptador para ocular de 30 mm	Cable USB Disco de instalación Anillo adaptador para ocular de 30 mm	Cable USB Disco de instalación Anillo adaptador para ocular de 30 mm