

# HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

## CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS

### MODELO H30140 MARCA HEEDDING



Datos técnicos	
Modelo	H30140
DIMENSIONES INTERIORES	Ambito de trabajo: 1300 mm de frente, 850 mm de altura y 600 mm de fondo (W*D*H) mm
DIMENSIONES EXTERIORES	150 de frente x 80 de fondo x 150 cm de altura.
VENTANA FRONTAL	ventana de guillotina de vidrio templado de 6 mm de espesor con sistema de apertura automático con interruptor al frente.
MATERIAL	Construida interiormente de acero inoxidable tipo 304 calibre 18
	El exterior es de acero recubierto de pintura Epoxy en colores azul pacífico y arena, la superficie de trabajo es de acero inoxidable. (tiene una tarja de acero inox de 15x15x15 con drenaje)
	mesa de trabajo • Se incluye base con 2 puertas, de 90 cm de altura, para alcanzar una altura total de 240 cm.
SISTEMA	• Sistema de extracción con motor de 1 HP para ducto de extracción de 8" (20 cm de diámetro)
ALIMENTACION	• Opera con 120 volts.
ACCESORIO ESTANDAR	Servicios agua, aire