

## Horno / Incubadora. Modelo 9030 Marca Ecoshel.



### DESCRIPCIÓN:

El equipo cuenta con una doble función: como horno de secado e incubadora de cultivo, cuenta con un diseño con doble paso de aire caliente que asegura la alta precisión en la uniformidad de la temperatura. Ideal para laboratorios escolares, de investigación, sectores industriales, agricultura, etc.

### CARACTERÍSTICAS

Rango de temperatura:	Peso por estante: 15 kg
<ul style="list-style-type: none"><li>A: como incubadora RT +80°C</li><li>B: como horno 80-250°C</li></ul>	Peso neto: 37 kg
Exactitud de temperatura:	Potencia:
<ul style="list-style-type: none"><li>A: <math>\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math></li><li>B: <math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>A: 300W</li><li>B: 800W</li></ul>
Resolución de temperatura: $0.1^{\circ}\text{C}$	Voltaje: 110V / 60Hz
	Características adicionales:
	<ul style="list-style-type: none"><li>Cámara interna de acero inoxidable.</li><li>Control de temperatura inteligente PID, alarma de sobrecalentamiento, paro automático.</li><li>Puerta con aislante térmico.</li></ul>

<p>Temperatura ambiental: 5-35°C</p> <p>Temporizador: 0-9999 min</p> <p>Dimensiones internas: 310 x 310 x 310 mm</p> <p>Dimensiones externas: 450 x 490 x 685 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ventilador con mayor resistencia.</li></ul>
--	---

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)

**Rivasapuntocom, S.A. de C.V. Dirección. Calle Callao No. 650, Col. Lindavista, Déleg. Gustavo A. Madero,**

**C.P. 07300, México D.F., Tel: (0155) 3873-0603 / 3873-0604, Fax, 5577 3067**

**E-mail: [comrivasa@yahoo.com.mx](mailto:comrivasa@yahoo.com.mx), [ventas@heedding.com](mailto:ventas@heedding.com)**