

## Medidor de Actividad de Agua Modelo Clásico Modelo HD-3A Marca NADE SCIENTIFIC



### Medidor de actividad de agua en alimentos, modelo clásico

La actividad del agua o también llamado “aw”, indica el contenido de agua libre cuando el alimento es estable, mide la posibilidad de proliferación microbiana. Los formuladores de alimentos utilizan la actividad del agua para predecir cuánto afectará la migración de la humedad a su producto, de modo que elegir el paquete adecuado y el método de almacenamiento para reducir el uso de antisépticos.

### Características:

1. El medidor de actividad del agua de HD-3A es un equipo de medida del solo-punto, adoptando el sensor WSC-4 de la alta precisión;
2. El diseño profesional asegura funcionamiento estable y confiable;
3. El diseño razonable de la estructura proporciona una operación más fácil;
4. Rápido en la calibración y la medida: necesita solamente 10 minutos;
5. Libre de calibración repetida;
6. Exhibición del LCD del alto brillo;
7. Equipado con la impresora, conveniente para registrar datos;
8. Larga vida, alta exactitud, sólido, líquido, polvo son medibles.

### Especificaciones Técnicas:

Modelo	HD-3A
Rango de medición	Actividad de agua 0-0.980 aw (sin condensación) Temperatura 0-50°C
Precisión de la medición	Actividad de agua $\pm 0,015$ (@ 25°C)
	Temperatura $\pm 0,5$ ° C
Repetitividad	$\leq 0.015$

Coefficiente de temperatura	$\leq 0.0005/^{\circ}\text{C}$
Puntos de medición	1
Método de impresión	a. Medición del final de la impresión b. Medición en tiempo real
Monitor	Pantalla grande LCD 128 × 64DOTS
Modo de salida	Impresora micro
Tensión de alimentación	220VAC ± 10% Opcional: 110VAC ± 10%
El consumo de energía	$\leq 15\text{W}$
Dimensiones del conjunto principal	320mm×120mm×340mm
Ambiente de trabajo	Temperatura 0-50°C Humedad relativa 0-95% RH
Paquete	Interior: Cajas de aluminio portátiles para el medidor Exterior: cartón estándar para exportación

## Lista de paquetes para medidor de actividad de agua HD-3A

Medidor de actividad del agua	1 Pieza
Sensor de actividad de agua WSC-4	1 Pieza
Micro Impresora	1 Pieza
Recipiente de muestra, plato (6 cm)	4 Piezas
Línea eléctrica de la máquina	1 Pieza
Potencia externa de la impresora	1 Pieza
Manual de instrucciones	1 Pieza
Garantía de calidad	1 Pieza
Caja de aluminio portátil	1 Pieza

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)

Rivasapuntocom, S.A. de C.V. Dirección. Calle Callao No. 650, Col. Lindavista, Déleg. GAM,  
C.P. 07300, Ciudad de México, Tel: (0155) 3873-0603 / 3873-0604, Fax, 5577 3067  
E-mail: comrivasa@yahoo.com.mx, ventas@heedding.com