

Viscosímetro Portátil Digital Modelo Visco-A Marca ATAGO



AT-VISCO fue galardonado con el premio "IBO 2016 Premios de Diseño Industrial" en la categoría de "Diseño de Instrumentos Analíticos Portátiles" de Bioinformática, Direcciones Estratégicas Internacionales. VISCO fue galardonado por la excelencia en su funcionalidad y diseño industrial

Compacto y fácil de transportar con una mano. El equipo puede operarse con pilas por lo que las mediciones pueden tomarse en cualquier lugar. Pantalla totalmente digital que permite a cualquier persona leer fácilmente los resultados.

Capaz de medir con sólo una pequeña cantidad de muestra. Fácil configuración y operación simple con un solo botón. Capaz de tomar medidas con recipientes que no sean los vasos de precipitados incluidos, tales como vasos de papel desechables.

Escalas de Medición	Viscosidad • Temperatura • Torque%
Lectura de Medidas	Viscosidad • Temperatura • Torque% • Velocidad • Combinación de husillo y vaso de precipitado
Rango de Medición	Viscosidad : A1 50 a 200,000mPa • s / 50 a 200,000cP A2 100 a 600,000mPa*s / 100 a 600,000cP A3 500 a 2,000,000mPa*s / 500 a 2,000,000cP UL 1 ~2,000mPa • s Torque : 0.0 a 100.0% (torque recomendado: 10.0 a 100.0%)
Velocidad	0.5 a 250rpm Número de Velocidades: 20
Resolución	Viscosidad : menor que 10,000mPa • s 0.1mPa*s 10,000mPa • s o mayor 1mPa*s

	Torque : 0.1% Temperatura : 0.1°C
Exactitud de la Medición	Viscosidad: ±1% de Viscosidad Máxima Temperatura: ±0.2°C
Temperatura Ambiente	10 a 40°C
Fuente de Poder	Pilas alcalinas LR6 / AA (x4) Entrada del adaptador de CA: AC100 a 240V. 50 / 60Hz, 0.3A Salida: 9V, 0.5A.
Comunicación por ordenador	Salida: USB - PC
Piezas Incluidas con el Visco Paquete A	Unidad Principal : 1 Soporte : 1 Rotores (Spindles) : 3 Pzas(A1, A2 and A3) uno de cada medida Sensor de TEMperatura : 1 Adaptador de Vaso de muestra pequeño : 1 Vaso Pequeño (S) de 15mL : 1 Vaso Grande (L) de 100mL) : 1 Adaptador de CA/CD : 1 Cable USB Mini-B (1m) : 1 Pilas Alcalinas de 1.5V AA (4pz.) Manual de Instrucción : 1 Certificado de Inspección : 1 Porta Rotores : 1 Estucxhe Rígido : 1 Adaptador de Vasos Desechables: 1 Se incluyen 50 piezas de vasos de papel y 50 piezas de vasos de plástico
Dimensiones y Peso	Unidad principal: 120 (W) x120 (D) x200.6 (H) mm 1.2kg (excluyendo baterías, husillos y sensor de temperatura) Soporte + tornillo: 0.5kg Accesorio de vaso de precipitado de poco volumen: 0.1 kg

www.heeding.com

Rivasapuntocom, S.A. de C.V. Dirección. Calle Callao No. 650, Col. Lindavista, Déleg. GAM,
C.P. 07300, Ciudad de México, Tel: (0155) 3873-0603 / 3873-0604, Fax, 5577 3067
E-mail: comrivasa@yahoo.com.mx, ventas@heeding.com