



AGITADOR UNIVERSAL (OSCILADOR). MODELO CRM-OS1 CRM GLOBE



DESCRIPCIÓN

Este equipo cuenta con una gran estabilidad de agitación de placas petri, botellas de cultivo, y por su agitación orbital permite un mezclado de manera mas eficiente. Ideal para hospitales, laboratorios y universidades.

CARACTERÍSTICAS

Velocidad: 0 - 210 RPM

Tiempo: 0 - 15 minutos

Diámetro de inclinación: 22 mm

Área de trabajo: 315 x 218 mm

Voltaje: 110V, 50 Hz

www.heedding.com