

CONTADOR DIFERENCIAL DE TECLAS MODELO CRM-BC9 CRM GLOBE



DESCRIPCIÓN

El contador diferencial de más demanda en el laboratorio es útil para el conteo rápido de plaquetas, glóbulos blancos y rojos, linfocito y monocitos entre otros.

El modelo CRM-BC9 (8 teclas) y tienen una ventana adicional que lleva la cuenta total y vienen con una guía de fotos que detalla los diferentes tipos de células de acuerdo a su madurez.

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo Metálico resistente al alto impacto.

Dos perillas de reinicio de conteo.

Conteo manual y display 0 - 99

Base amplia con patas de goma para mayor estabilidad.

Timbre de aviso por cada 100 células contadas.

Dimensiones: 315 x 76 x 50 mm.

Peso: 700 gr.

ISO 9001, CE

www.heedding.com