



AUTOCLAVE VERTICAL AUTOMÁTICA DE 75 LITROS MODELO CVQ-B75L ECOSHEL



DESCRIPCIÓN

La autoclave vertical de esterilización efectiva y de fácil operación, es un equipo ideal para clínicas, institutos de investigación científica y otras organizaciones, que necesiten esterilizar instrumental quirúrgico, telas, material de vidrio, medios de cultivo, etc.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 75 L

Presión máxima de trabajo: 0.22 mPa

Temperatura máxima de trabajo: 134°C

Rango de tiempo: 0-99 min

Rango de temperatura: 0-134°C

Uniformidad del calor: $\leq \pm 1^\circ\text{C}$

Consumo de energía: 120 (1±10%) V, 60 (1±2%) Hz

Potencia de esterilización: 4500 W

Dimensiones: 510 × 470 x 1130 mm

Dimensiones totales: 590 x 590 x 1280 mm

Peso bruto: 88 kg

Materiales de fabricación:

- Exterior: Acero esmaltado con pintura epóxica, resistente a la corrosión.
- Interior: Acero inoxidable de alta calidad, resistente a ácidos y álcalis.

Características adicionales:

- Liberación de aire de enfriamiento, esterilizado, temporizador, alarma.
- Seguridad: Dispositivo contra sobre-presurizado y sobrecalentamiento: liberación de presión automática, protección contra falta de agua, exceso de electricidad o corte de energía, la puerta se bloquea cuando la presión interna está por encima de 0.027 MPa.

www.heedding.com