




BALANZA SEMI-ANALÍTICA. MODELO VE-5003 VELAB



DESCRIPCIÓN

Balanza de precisión y estabilidad, diseñada para uso en el laboratorio de investigación, industria o educación. Fácil de operar, cuenta con pantalla LCD de alto contraste, múltiples unidades de pesado y cabina de cristal con puertas deslizables y desmontables.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 500 gr

Sensibilidad: 0.001g (1 mg)

Linealidad: $<\pm 0.002\text{g}$

Repetibilidad: $<\pm 0.001\text{g}$

Tiempo de estabilización: 3 segundos

Unidades de pesaje: g, ct, lb, oz, ozt.

Calibración: Externa

Tamaño de plataforma: 110 mm

Pantalla: LCD

Peso del equipo: 6.8 kg

Dimensiones: 180 x 250 x 300 mm

Alimentación: 100-240V

Interfaz: RS232 con conexión a PC e impresora (No incluye cable)

Ambiente de operación:

- Temperatura: 15° - 25 °C
- Humedad de operación: 50 - 80%

Funciones adicionales: Conteo de piezas.

Accesorios: Adaptador de corriente e instructivo de Operación.

www.heedding.com