



BALANZA ELECTRÓNICA PARA MEDIR HUMEDAD. MODELO VE-50-1 MARCA VELAB



DESCRIPCIÓN

Balanza perfecta para determinar humedad en muestras de una gran variedad de productos como granulados, semillas, polvos, alimentos, suelos, maderas, papel, entre otros. Reduce considerablemente los tiempos de procesamiento de muestras y obtención de resultados. Cuenta con un sensor resistente al calor y su sistema de rayos infrarrojos calienta las muestras de manera rápida. Incluye certificado de calibración.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 50 gr

Sensibilidad: 0.001 g

Repetibilidad: 0.2% (3 g de muestra)

Peso mínimo de muestra: 0.5 g

Temperatura de calentamiento: 50° - 180°C

Unidades de Pesado: % humedad, % sólidos, peso, tiempo y temperatura

Calibración: Externa

Tamaño de plataforma: 100 mm

Calentamiento: 30 minutos después de encender el equipo

Pantalla: LCD

Peso del equipo: 4.2 Kg

Dimensiones: 285 x 160 x 150 mm

Alimentación: 110VAC - 240VAC, 3A, 50Hz

Fuente de calentamiento: Halógeno

Ambiente de operación:

- Temperatura: 10° - 30°C
- Humedad: 50 - 80 %

Accesorios: Adaptador de corriente e instructivo de operación.

www.heedding.com