



## BAÑO MARÍA DE TEMPERATURA CONSTANTE. MODELO BATH-6 ECOSHEL



### DESCRIPCIÓN

Equipo ampliamente utilizado para evaporar, concentrar y calentar a temperatura constante, además tiene una función de baño de agua electro-térmico, cuenta con un teclado táctil para ajustar la temperatura.

Ideal para laboratorios escolares, investigación, bioquímica, industria, etc.

### CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 36 litros

Rango de temperatura: Temperatura ambiente +5 a 65°C

Fluctuación de la temperatura:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Temporizador: 0-9999 min

Dimensiones internas: 600 x 300 x 200 mm

Dimensiones externas: 750 x 350 x 360 mm

Peso neto: 17 kg

Voltaje: 110 V - 60 Hz

Energía: 750 W

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)