



BAÑO DE AGUA TERMOSTÁTICO. MODELO DK-2000-6 ECOSHEL.



DESCRIPCIÓN

Equipo ampliamente utilizado para evaporar, concentrar y calentar a temperatura constante muestras que no se pueden someter al calentamiento directo. Ideal para laboratorios escolares, de investigación y en la industria.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 24 litros

Rango de temperatura: Temperatura ambiente + 5 a 100°C

Variación de temperatura: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Sensibilidad: $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$

Error: $\leq \pm 2.5^{\circ}\text{C}$

Temporizador: 0 - 9999 min

Dimensiones internas: 500 x 320 x 150 mm

Dimensiones externas: 524 x 322 x 210 mm

Peso: 7.5 kg

Voltaje: 110 V / 50Hz

Energía: 1500 W

www.heedding.com