



MONITOR VETERINARIO MODELO HLAB-8B



DESCRIPCIÓN

Monitor veterinario multiparámetro portable. Utilizado para visualización, revisión y análisis de mediciones específicas de signos vitales; electrocardiograma, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno en la sangre, temperatura y presión arterial no invasiva. Equipo de peso ligero, con batería incorporada y pantalla de alta resolución. Conveniente para un amplio rango de animales tales como, gatos, perros, conejos, caballos etc.

CARACTERÍSTICAS

Parámetros estándar: ECG, NIBP, SpO₂, RESP, TEMP, PR / HR

Pantalla: A color de 8", excelente volumen de tendencias gráficas y tabulares de todos los parámetros.

Controlador: Perilla para varias interfaces.

Cuerpo: Tamaño portable, conveniente para uso al aire libre.

Alarma: Audible y visual de 3 niveles.

Almacenamiento: Autoguardado de los datos para la revisión conveniente.

Energía: Batería recargable incorporada con capacidad de hasta 2 horas de uso.

Parámetros opcionales: EtCO₂, 2-IBP, 2-Temp.

Adicionales opcionales: grabador, pantalla táctil, montaje de pared, carro.