



# MINI ULTRASONIDO PARA VETERINARIA MODELO HLAB-U3



## DESCRIPCIÓN

El mini-ultrasonido de HLab es un equipo ideal para determinar el tiempo de gestación en algunas especies animales, también se puede medir la grasa y el porcentaje de magra, se puede utilizar para porcinos, ovinos, caprinos y animales de tamaño similar.

Cuenta con la última versión del sistema de control Cortex-m4 + el sistema de hardware; es ligero y portátil, adecuado para el uso al aire libre.

## CARACTERÍSTICAS

**Pantalla:** LCD de 3.5" a color de alta resolución

**Medición:** espesor de la grasa trasera, espesor del musculo del lomo, porcentaje de magra y tiempo de gestación.

**Almacenamiento:** disco U, almacenamiento en tablas Excel, fácil procesamiento de los datos.

**Batería:** Litio de gran capacidad, (2600mAh), tiempo de trabajo >300 minutos

**Peso neto:** 620 g

**Adicionales:**

- La función de carácter único se oculta automáticamente en el tiempo de ajuste.
- Sistema automático de congelado y protección de la sonda con el tiempo de ajuste.
- Idioma: Inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso etc.