

# Incubadora

## de Temperatura constante portátil

\*Modelo:

# 9025E

La incubadora de temperatura constante 9025E de ECOSHEL es un equipo mejorado, esencial para la experimentación en departamentos de medicina moderna, biología o industria bioquímica, para cultivo de microorganismos, entre otras aplicaciones.

*Voltaje:	120V/50 Hz
*Intervalo de temperatura:	Temp. Ambiente + 5° C ~ 65° C
*Estabilidad de temperatura:	± 0.5 ° C
*Ambiente de funcionamiento:	Temp. 5 - 40 ° C
*Potencia:	180 W
*Tamaño de la cámara interna:	280 x 280 x 280 mm
*Tamaño exterior:	410 x 410 x 620 mm
*Tamaño con embalaje:	550 x 550 x 720 mm
*Peso neto/peso bruto:	27 / 35 kg

### Características:

1. Fabricado con placa de acero laminado en frío con una cubierta externa electrostática.
2. Cámara interna de lámina de acero inoxidable tratado con tecnología anti-corrosión; diseño cuadrangular, cómodo para limpiar; el espacio de los entrepaños es ajustable.
3. Controlador inteligente de temperatura: controlador inteligente con programación PID, pantalla digital doble, teclado de operación táctil, con iluminación, y con función de temporizador y protección contra sobrecalentamiento.
4. Puerta con doble ventana amplia de observación de cristal templado con cierre hermético ajustable y empaque de silicón, para evitar pérdidas de calor de manera eficiente.



En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.

Garantía: 1 año  
Fabricación: USA  
Marca: ECOSHEL



[www.rivasa.com.mx](http://www.rivasa.com.mx)

RIVASAPUNTO.COM, S.A. DE C.V.  
EQUIPO Y MOBILIARIO  
DE LABORATORIO