

MAQUINA DE ELECTROCIRUGIA VETERINARIA MODELO ELECTRO-VET



DESCRIPCIÓN

La máquina de electrocirugía es un generador electro quirúrgico con propósitos múltiples durante operaciones. Garantiza menor sangrado, un menor tiempo quirúrgico, y la garantía de una buena asepsia. Se utiliza para hacer cortes y controlar el sangrado durante los procedimientos quirúrgicos.

CARACTERÍSTICAS

Visualizador: Tres indicadores digitales para ajuste de coagulación y corte.

Modalidades: Corte Mono Corte puro (300w)

 Corte Blend (250w)

 Coagulación Mono Coagulación por fulguración (120W)

 Coagulación spray (100W)

 Coagulación Bipolar Coagulación bipolar (70W)

Accesorios: Cable de alimentación, Cable reutilizable para placa desechable, interruptor de doble pedal, Pinza bipolar reutilizable, Cable bipolar reutilizable.

Dimensiones: 15 x 32 x 42cm

Alimentación: 110 V, 60Hz.

Accesorios no incluidos:

- Lápiz de cirugía desechable (ELECTRO-LÁPIZ)
- Placa de retorno desechable (ELECTRO-PLACA)