



# ELECTROCARDIOGRAFO VETERINARIO MODELO HLAB-EG6



## DESCRIPCIÓN

Electrocardiograma veterinario con tres canales de impresión, ofrece soluciones seguras y fiables para el diagnóstico cardiológico, muestra la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, la cual se obtiene en una cinta de papel continua, expone una clara visualización de las señales previa al registro en papel y permite el almacenamiento de datos. Sus representaciones son altamente relevantes en el diagnóstico efectivo de enfermedades cardíacas. Cuenta con pantalla LCD de 4.3". Equipo portable gracias su diseño compacto y baterías recargables incorporadas.

## CARACTERÍSTICAS

**Derivaciones:** 12, estándar y cabrera.

**Pantalla:** LCD a color de 4.3".

**Impresión:** Simultanea de tres canales (Sin distorsión), manual y automática (3C, 3C+1R, 3C+2R).

**Alarma:** Desconexión de electrodo.

**Análisis:** Análisis de arritmia continuo de 1min/5min.

**Seguridad:** Tipo "I" CF.

**Velocidad de papel:** 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s  $\pm$  3% (ajuste de 6 niveles)

**Dimensiones:** 29 x 21 x 7 cm

**Peso:** 2.2 Kg

**Accesorios:** Cables de paciente, alimentación y puesta a tierra, electrodos de tórax y extremidades, eje y papel de impresión térmica y manual de usuario.

**Alimentación:**

- AC: 100-240V  $\pm$  10%, 50Hz / 60Hz
- DC: Batería recargable incorporada