

SISTEMA RAPIDO DE ELECTROFORESIS VERTICAL SSR MODELO CS-SCZ6



DESCRIPCIÓN

Los tanques dobles verticales para proteínas ofrecen a los usuarios diferentes tamaños de gel para elegir, considerando las diversas demandas en cada experimento, esta unidad utiliza las características de diseño más avanzado para brindar un uso fácil y cómodo con separaciones de alta resolución.

Ideal para electroforesis en 2-D.

CARACTERÍSTICAS

Tamaño del gel: 160 x 180 mm

Volumen del regulador: 600 mL

Número de muestras: 21, 26

Accesorios estándar

1 Tanque

4 Placas de vidrio con muescas

2 Espaciador de vidrio de 1 mm

2 Espaciador de vidrio de 1.5 mm

2 Peine de 35 pozos de 1 mm de grosor

2 peine de 35 pozos de 1.5 mm de grosor

2 Peine de 21 pozos de 1 mm de grosor

2 Peine de 21 pozos de 1.5 mm de grosor

4 Banda de sellado de 1 y 1.5 mm de grosor

12 Pinzas (clip)

1 Cables eléctricos