



BOMBA DE INFUSION VETERINARIA MODELO HLAB-801C



DESCRIPCIÓN

Bomba de infusión veterinaria versátil y multifuncional, con calibración automática para mejor exactitud, volumétrica con precisión de caudal $\pm 5\%$, función antirrobo en el motor para prevenir la corriente ascendente, comprobación automática de procesos e inicio, cumple con las especificaciones de la IEC 60601, mayor seguridad para infusión.

CARACTERÍSTICAS

Modo de infusión: volumétrico

Mecanismo de bombeo: Bomba peristáltica de dedo.

Set de IV: 10, 15, 20, y 60 gotas / ml.

Rango de flujo: 1.0 - 999.9 ml/h

Incremento: 0.1 ml/h

Límite de volumen: 1.0 - 999.9 ml

Garantía de rango de flujo: $\pm 5\%$ (Después de calibrar)

Tasa de purga: 600 ml/h

KVO: 1 ml/h

Presión de oclusión: Con dispositivo de detección de presión 8 sensibilidades, 40 ~ 140 kPa.

Detección de aire en línea: Con dispositivo de detección de aire en línea, 8 sensibilidades, 50 ~ 1000 μ l

Almacenamiento: Mas de 10 valores de ajuste para varias marcas de set IV.

Pantalla: LCD a color de alto brillo.

Alimentación: Baterías recargables Ni-MH:DC12VmAh, vida útil 4 horas a 25 ml/h

Dimensiones: 150 x 150 x 235 mm

Peso neto: 2.3 Kg.