



BOMBA DE INFUSION VETERINARIA DE JERINGA MODELO LINZ-8A



DESCRIPCIÓN

Bomba de infusión de jeringa versátil y multifuncional, diseñada para permitir la administración de volumen de líquidos intravenosos con alta exactitud a través de una jeringuilla desechable. Cuenta con un teclado numérico que permite anotar parámetros fácilmente. Una elección inteligente para una solución segura, precisa, y fácil de usar.

CARACTERÍSTICAS

Selección de flujo de infusión: 0.1 ml/h ~1600 ml/h

Tamaño de jeringa: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml

Velocidad de bolo:

- Jeringa de 50ml: 1600 ml/hr
- Jeringa de 30ml: 900 ml/hr
- Jeringa de 20ml: 600 ml/hr
- Jeringa de 10ml: 400 ml/hr

Precisión de infusión: Modo de volumen $\pm 5\%$, modo de gota ± 2 gotas

Precisión de caudal de la jeringa: $\pm 3\%$

MVA (KV0): 0.1 ~5ml/h

Alarma: Oclusión, a punto de acabar, finalización, espera (sin operación), puerta abierta, batería baja, batería agotada, etc.

Funciones: Indicador de energía, visualización de la cantidad de transfusión, pantalla de velocidad de flujo, pantalla de velocidad de infundido.

Dimensiones: 354 x 132 x 199 mm

Potencia nominal: ≤ 25 W

Voltaje: 100V / 60Hz

Baterías incorporadas: 12V 1800mAh, Ni-MH, recargables con duración de 6 horas