



# ANALIZADOR DE ORINA PARA VETERINARIA MODELO URINLIZER-50 VET



## DESCRIPCIÓN

Analizador veterinario capaz de obtener en tan sólo un minuto todos los parámetros fundamentales de un examen de orina, para realizar de una manera rápida, segura y confiable un diagnóstico preciso. Ideal para laboratorios de mediano rendimiento con avances tecnológicos de punta. Incluye tiras de control de calidad. Recomendable para animales pequeños (perros, gatos, animales domésticos, también puede ser utilizado en los cabras, ovejas y vacas) Analizador de gabinete, software compatible con Windows amigable con el usuario, con capacidad de almacenamiento de 500 muestras.

## CARACTERÍSTICAS

**Parámetros:** pH, nitritos, gravedad específica, ácido ascórbico, sangre, glucosa, bilirrubina, urobilinógeno, cetonas, leucocitos, proteínas, calcio.

**Principio de medición:** Fotometría de reflectancia de doble longitud de onda.

**Medición:** Longitud de onda de 3 LED (550, 620, 720 nm).

**Tiempo de reacción:** 60 segundos por prueba.

**Rendimiento:** Modo normal, 60 muestras/hora. Modo continuo, 125 muestras/hora.

**Pantalla:** LCD.

**Capacidad de memoria:** Hasta 500 muestras.

**Tiras:** 11 G.

**Interfaz:** Puerto en serie (RS232C), puerto paralelo (para impresora externa), PS/2 (para lector de código de barras).

**Condiciones de funcionamiento:**

- **Temperatura:** 15 – 30° C
- **Humedad:** 20 – 80%

**Alimentación:** Adaptador 12V DC, 4.0A.

**Dimensiones:** 290 mm x 200 mm x 100 mm.

**Peso:** 2 kg.