



ULTRASONIDO PARA VETERINARIA MODELO HLAB-U10



DESCRIPCIÓN

El ultrasonido de HLab está especializado en el diagnóstico de gestación de diferentes especies animales, también puede calcular automáticamente la grasa trasera y el porcentaje de magra. Cuenta con un puerto USB para soportar una gran capacidad de datos, también con un soporte para impresora láser a color para imprimir directamente imágenes e informes y 100 frames de almacenamiento permanente y 250 frames cine loop para repetición de imágenes.

CARACTERÍSTICAS

Modo de visualización: B, 2B, 4B, B/M, M (total 5 tipos).

Medición OB: EDD y GA para bovinos, equinos, ovinos, caninos, felinos, caprinos, porcinos, reporte.

Regleta: 6 tipos (sin regleta, regleta de líneas, regleta de puntos, regleta de puntos de 10mm de espacio, regleta de puntos de 2mm de espacio, regleta de puntos de 10 y 2 mm de espacio).

Pantalla: LCD de 5.7" a color de alta resolución

Almacenamiento: Puerto USB para soportar gran capacidad de datos

Peso neto: 1kg

Accesorios estándar:

- Unidad principal
- Sonda
- Batería de litio
- Cubierta para el sol
- Maleta de plástico

Accesorios opcionales:

- Batería de litio
- Maleta de cuero