



## HORNO DE SECADO MODELO FA-65B

### DESCRIPCIÓN

El horno de secado de la serie FA cuenta con un nuevo diseño de calentamiento de doble paso vertical que asegura un calentamiento homogéneo en el interior de la cámara, también cuenta con un microprocesador PID para control de la temperatura. Ideal para laboratorios de investigación, en diferentes sectores de la industria, a nivel medio superior, entre muchas aplicaciones más.

### CARACTERÍSTICAS

Rango de temperatura: TA 10-300°C

Exactitud de temperatura:  $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

Resolución de temperatura: 0.1°C

Rango de tiempo: 0-9999 min

Temperatura ambiente: 5-40°C

Dimensiones internas: 400 x 360 x 450 mm

Dimensiones externas: 540 x 540 x 830 mm

Capacidad por estante: 2 piezas de 15 kg

Peso neto: 44 kg

Voltaje: 220V 50Hz

Características adicionales:

- Cámara interna de acero inoxidable
- El ventilador puede apagarse si la temperatura es menor a 50°C para evitar contaminación.
- Alarma de sobrecalentamiento, paro automático, control preciso, pantalla dual.
- Puerta de aislamiento térmico con ventana, bloqueo de cerradura y sello hermético.

