



HORNO DE SECADO MODELO LCD-45BE

DESCRIPCIÓN

El horno de secado de la serie LCD cuenta con un diseño de calentamiento por medio de una turbina que asegura una temperatura uniforme dentro de la cámara de secado, también tiene una gran pantalla LCD para visualizar los ajustes de parámetros. Ideal para laboratorios de investigación, diferentes sectores de la industria, utilizado para secar, hornear u otros procesos térmicos.



CARACTERÍSTICAS

Rango de temperatura: TA 10-300 °C

Exactitud de temperatura: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

Resolución de temperatura: 0.1°C

Temporizador: 0-9999 min

Temperatura ambiente: 5-40 °C

Poder de calentamiento: 1.2KW

Dimensiones internas: 350 x 350 x 350 mm

Dimensiones externas: 490 x 530 x 730 mm

Capacidad por estante: 2 piezas de 15 kg

Peso neto: 37 kg

Voltaje: 220V/50Hz

Características adicionales:

- Cámara interna de acero inoxidable.
- El ventilador se puede apagar si la temperatura es $< 50^{\circ}\text{C}$ para evitar contaminación.
- Alarma de sobrecalentamiento, paro automático, control preciso de temperatura, pantalla dual.
- Puerta de aislamiento térmico, bloqueo de cerradura, sello hermético.

www.heedding.com